

TESTERY PASKOWE



Badanie parametrów wody basenowej za pomocą testerów ręcznych jest zawsze obarczone pewnym błędem ze względu na konieczność porównania przez ludzkie oko koloru próbki wody z wzorcem kolorów, ale jest to zdecydowanie najprostsza i najtańsza metoda, która jest powszechnie stosowana przy badaniu parametrów wody w basenach prywatnych.

W zależności od rodzaju zastosowanych pasków oprócz podstawowych parametrów wody odczytać można twardość wapniową oraz poziom alg, alkaliczność (zasadowość), poziom aktywnego tlenu, poziom bromu.

QUICKTEST pH/Cl

Quicktest pH/Cl - łatwy w użyciu tester do kontroli pH wody i wolnego chloru. Pomiar jest bardzo szybki, dokonywany poprzez zanurzenie paska testowego w wodzie. Po kilku sekundach pasek ulega zabarwieniu, które porównujemy ze skalą drukowaną na opakowaniu.

Paski testowe służą do analizy poziomu wolnego chloru, pH, alkaliczności (zasadowości) i obecności glonów.

W opakowaniu znajduje się 50 pasków testowych.

TESTER SPA

Tester SPA - Tester dedykowany do badania parametrów wody w wannach SPA.

Paski testowe SpaTime 5 w 1 przeznaczone są do szybkiej i łatwej analizy wody. Wystarczy zanurzyć pasek w wodzie i odczekać kilka sekund, aż kolory się zmienią. Wyniki można łatwo odczytać i porównać z kartą kolorów dołączoną do opakowania.

Dzięki nim zmierzysz:

pH, chlor / brom, aktywny tlen, ogólna alkaliczność (TA) i wapń - twardość.

W opakowaniu znajduje się 50 pasków testowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Sposób użycia:

Zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

Ten produkt należy stosować wyłącznie do określonego celu zgodnie z niniejszym opisem.

- Zanurz pasek testowy w wodzie na 5 sekund, a następnie wyjmij go. Nie strząsaj nadmiaru płynu.

Wartość można określić natychmiast poprzez porównanie kolorów.

- Następnie odczekaj 10 sekund, aby określić zawartość wolnego chloru poprzez porównanie kolorów.

- Aby sprawdzić poziom alg w wodzie basenowej ponownie zanurz pasek testowy w wodzie po raz drugi na 45 sekund (nie ruszaj nim w wodzie!), następnie wyjmij go i określ wartość algicydu, porównując kolory.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Chroń paski testowe przed światłem słonecznym i wilgocią.

Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu (temperatura przechowywania nie wyższa niż + 30°C) i natychmiast ponownie zamknij po wyjęciu pasków testowych.

Nie dotykaj pasków testowych palcami.

Przy prawidłowym przechowywaniu paski testowe są trwałe do daty ważności wydrukowanej na nich.

NUMERY KATALOGOWE PRODUKTÓW

288022	Quicktest pH/Cl/alkaliczność/algicydy - puszka, 50 pasków testowych. Szybki i wygodny pomiar parametrów wody basenowej.
288220	Tester SPA pH/chlor/brom/tlen/alkaliczność - 50 pasków testowych. Tester dedykowany do badania parametrów wody w wannach SPA.