

TESTERY PASKOWE



Badanie parametrów wody basenowej za pomocą testerów ręcznych jest zawsze obarczone pewnym błędem ze względu na konieczność porównania przez ludzkie oko koloru próbki wody z wzorcem kolorów, ale jest to zdecydowanie najprostsza i najtańsza metoda, która jest powszechnie stosowana przy badaniu parametrów wody w basenach prywatnych.

W zależności od rodzaju zastosowanych pasków oprócz podstawowych parametrów wody odczytać można twardość wapniową oraz poziom alg, alkaliczność (zasadowość), poziom aktywnego tlenu, zawartość soli i poziom bromu.

QUICKTEST CI&Br



QuickTest CI&Br - łatwy w użyciu tester, pomiar jest bardzo szybki, dokonywany poprzez zanurzenie paska testowego w wodzie. Po kilku sekundach pasek ulega zabarwieniu, które porównujemy ze skalą drukowaną na opakowaniu.

Paski testowe służą do analizy pięciu ważnych parametrów wody w basenie: wolny chlor lub brom, wartość pH, zasadowość (TA), twardość całkowita (TH) i kwas cyjanurowy.

W opakowaniu znajduje się 50 pasków testowych.

TESTER SPA



Tester SPA - Tester dedykowany do badania parametrów wody w wannach SPA. Paski testowe SpaTime 5 w 1 przeznaczone są do szybkiej i łatwej analizy wody. Wystarczy zanurzyć pasek w wodzie i odczekać kilka sekund, aż kolory się zmienią. Wyniki można łatwo odczytać i porównać z kartą kolorów dołączoną do opakowania.

Dzięki nim zmierzysz:

pH, chlor / brom, aktywny tlen, ogólna alkaliczność (TA) i wapń - twardość.

W opakowaniu znajduje się 50 pasków testowych.

BAYROSOFT QUICKTEST



Bayrosoft QuickTest - łatwy w użyciu tester do pomiaru zawartości aktywnego tlenu. Pomiar jest bardzo szybki, dokonywany poprzez zanurzenie paska testowego w wodzie. Po kilku sekundach pasek ulega zabarwieniu, które porównujemy ze skalą drukowaną na opakowaniu.

Zawartość tlenu aktywnego powinna wynosić co najmniej 5 mg/l

W opakowaniu znajduje się 50 pasków testowych.

QUICKTEST SALT



QuickTest SALT - łatwy w użyciu tester do pomiaru zawartości soli w basenie. Pomiar jest bardzo szybki, dokonywany poprzez zanurzenie paska testowego w wodzie. Po kilku sekundach pasek ulega zabarwieniu, które porównujemy ze skalą drukowaną na opakowaniu.

Tester mierzy stężenie soli w zakresie od 0 do 7,4 g/l.

W opakowaniu znajduje się 10 pasków testowych.

SPOSÓB UŻYCIA

Sposób użycia:

Zawsze przeczytaj etykietę i informacje o produkcie przed użyciem.

Ten produkt należy stosować wyłącznie do określonego celu zgodnie z niniejszym opisem.

1. Umieścić pasek testowy w próbce wody na około 5 sekund, a następnie wyjmij go. Nie strząsaj nadmiaru płynu.
2. Odczekać, aż żółte pole wskaźnikowe ściemnieje.
3. Odczytać wynik, porównując kolor paska ze skalą pomiarową.

• **POMIAR WARTOŚCI WOLNEGO CHLORU** – Wykonaj wyżej wymienione 3 kroki, następnie odczekaj 10 sekund, aby określić zawartość wolnego chloru poprzez porównanie kolorów.

• **POMIAR WARTOŚCI ALGICYDU** - Aby sprawdzić poziom alg w wodzie basenowej ponownie zanurz pasek testowy w wodzie po raz drugi na 45 sekund (nie ruszaj nim w wodzie!), następnie wyjmij go i określ wartość algicydu, porównując kolory.

WAŻNE WSKAZÓWKI

Chroń paski testowe przed światłem słonecznym i wilgocią.

Przechowuj w chłodnym, suchym miejscu (temperatura przechowywania nie wyższa niż + 30°C) i natychmiast ponownie zamknij po wyjęciu pasków testowych.

Nie dotykaj pasków testowych palcami.

Przy prawidłowym przechowywaniu paski testowe są trwałe do daty ważności wydrukowanej na nich.

NUMERY KATALOGOWE PRODUKTÓW

288220	Tester SPA pH/chlor/brom/tlen/alkaliczność - 50 pasków testowych. Tester dedykowany do badania parametrów wody w wannach SPA.
288029	QuickTest Cl&Br pH/Cl/Br/zasadowość/kwas cyjanurowy/twardość – puszka, 50 pasków testowych. Szybki i wygodny pomiar parametrów wody basenowej.
288015	Bayrosoft QuickTest pomiar zawartości aktywnego tlenu – puszka 50 pasków testowych. Szybki i wygodny pomiar.
288223	QuickTest SALT pomiar zawartości soli – puszka 10 pasków testowych. Szybki i wygodny pomiar.